

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996 (312)96-26-47

КОЛБА БОГДАНОВА

ТУ 92-891.029-91



Применяется в аппарате для перегонки парафина под вакуумом при определении температуры начала и конца кипения и установлении процентного выхода дистиллята при заданной температуре по методике ГОСТ 10120.



Пример обозначения: КОЛБА БОГДАНОВА-250

Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм
290	250	85	310

КОЛБА ГРУШЕВИДНАЯ Гр Flask pear shape

Применяется для перегонки веществ.

Пример обозначения: КОЛБА Гр-10-14/23




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
682	10	14/23	32	60	ГОСТ 25336-82
684	25	14/23	40	90	ГОСТ 25336-82
686	50	14/23	53	95	ГОСТ 25336-82
683	100	14/23	63	110	ГОСТ 25336-82
685	250	29/32	85	135	ГОСТ 25336-82
2799	500	29/32	110	190	ТУ 92-891.029-91
2800	1000	29/32	125	195	ТУ 92-891.029-91

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
3323	500	29/32	110	190	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА ДЛЯ РАЗГОНКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ КРН (ЭНГЛЕРА) Flask fractionating, Engler

ГОСТ 25336-82




Применяется при проведении работ, связанных с перегонкой нефти и нефтепродуктов..

Пример обозначения: КОЛБА КРН-125-20

Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм	d ₁ мм
1293	125	69	214	20	8
1565	250	85	214	20	9
1918	250	85	125	28	13

КОЛБА-КАЧАЛКА Rocking- flask

ТУ 92-891.029-91




Применяется для смешивания химических реактивов.

Пример обозначения: КОЛБА – КАЧАЛКА-750

Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм
1155	750	108	210	41

КОЛБА КЛЯЙЗЕНА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ



Применяется для перегонки органических соединений под уменьшенным давлением.

Пример обозначения: КОЛБА КЛЯЙЗЕНА С ХОЛ.-1000


Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93		D мм	H мм
		муфты	керн		
2444	1000	14/23	14/23	131	305
2445	1000	14/23	14/23	131	360

КОЛБЫ КОНИЧЕСКИЕ Кн Flasks conical

Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения растворов и т.д.

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ Flask conical with a cylindrical mouth


Пример обозначения: КОЛБА Кн-2-50-18



Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм	Примечание
663	50	51	85	18	ГОСТ 25336-82
664	50	51	85	22	ГОСТ 25336-82
665	100	64	105	22	ГОСТ 25336-82
2854	5000	220	365	50	ГОСТ 25336-82

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ С ШКАЛОЙ Flask conical with a cylindrical mouth with a scale

Пример обозначения: КОЛБА Кн-2-100-34 ШК.




Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм	Примечание
666	100	64	105	34	ГОСТ 25336-82
667	250	85	135	34	ГОСТ 25336-82
2294	300	87	156	50	ТУ 92-891.029-91
668	500	105	170	34	ГОСТ 25336-82
669	750	120	180	34	ТУ 92-891.029-91
1741	1000	131	215	34	ТУ 92-891.029-91
776	1000	131	215	50	ГОСТ 25336-82
729	2000	166	275	50	ГОСТ 25336-82

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ Flask conical with SJ

ГОСТ 25336-82

Пример обозначения: КОЛБА Кн-1-10-14/23




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
693	10	14/23	32	60
696	25	14/23	42	70
698	50	14/23	51	85
2041	50	19/26	51	85
694	100	19/26	64	105
695	100	29/32	64	105
697	250	29/32	85	135
699	500	29/32	105	170
700	750	29/32	120	180
1573	1000	29/32	131	215
3645	5000	45/40	220	365

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ И ПРОБКОЙ Flask conical with SJ and stopper

ГОСТ 25336-82

Пример обозначения: КОЛБА Кн-1-10-14/23 ПМ




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
1868	10	14/23	32	60
2039	25	14/23	42	70
2180	50	14/23	51	85
742	50	19/26	51	85
2040	100	19/26	64	105
1575	100	29/32	64	105
1576	250	29/32	85	135
1577	500	29/32	105	170
1578	750	29/32	120	180
2011	1000	29/32	131	215

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ И ШКАЛОЙ Flask conical with SJ and scale

ГОСТ 25336-82


Пример обозначения: КОЛБА Кн-1-250-29/32 ШК.



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
2820	250	29/32	85	135
2821	500	29/32	105	170
2822	750	29/32	120	180
2823	1000	29/32	131	215
1813	1000	45/40	131	215
2060	2000	29/32	166	275
1505	2000	45/40	166	275

**КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ,
ПРОБКОЙ И ШКАЛОЙ**
Flask conical with SJ, stopper and scale

ГОСТ 25336-82




Пример обозначения: КОЛБА Кн-1-250-29/32 ШК. ПМ

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
2824	250	29/32	85	135
2825	500	29/32	105	170
2826	750	29/32	120	180
2827	1000	29/32	131	215

**КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ
С ШЛИФОМ КП (ВЮРЦА)**
Flask with round bottom and SJ

ГОСТ 25336-82




Применяется при перегонке различных веществ.

Пример обозначения: КОЛБА КП-1-150-29/32


Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
1704	150	29/32	75	190
1705	250	29/32	85	200
1822	500	29/32	105	250
1824	1000	29/32	131	309

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Flask with round bottom and cylindrical mouth

Пример обозначения: Колба К-2-50-18



Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм	Примечание
670	50	51	105	18	ГОСТ 25336-82
671	50	51	105	22	ГОСТ 25336-82
672	100	64	115	18	ГОСТ 25336-82
673	100	64	115	22	ГОСТ 25336-82
674	100	64	115	34	ГОСТ 25336-82
675	250	85	145	34	ГОСТ 25336-82
676	500	105	175	34	ГОСТ 25336-82
3787	500	105	175	50	ГОСТ 25336-82
677	1000	131	210	34	ТУ 92-891.029-91
3791	1000	131	210	42	ГОСТ 25336-82
725	2000	166	260	50	ГОСТ 25336-82
726	4000	207	315	50	ГОСТ 25336-82
727	6000	236	355	65	ГОСТ 25336-82
728	10000	279	420	65	ГОСТ 25336-82
3167	25000	375	510	90	ТУ 92-891.029-91




Пример обозначения: Колба К-1-50-14/23

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
1485	50	14/23	51	105	ГОСТ 25336-82
1504	100	14/23	64	115	ГОСТ 25336-82
1486	100	19/26	64	115	ГОСТ 25336-82
1487	100	29/32	64	115	ГОСТ 25336-82
1386	250	29/32	85	145	ГОСТ 25336-82
1488	500	29/32	105	175	ГОСТ 25336-82
1499	1000	29/32	131	210	ТУ 92-891.029-91
2720	1000	45/40	131	210	ТУ 92-891.029-91
545	4000	29/32	207	315	ТУ 92-891.029-91
1966	6000	29/32	236	300	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ШЛИФОМ И КРЮЧКАМИ

Flask with round bottom, with SJ and hooks




Пример обозначения: Колба К-1-250-45/40

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
2157	250	45/40	85	145	ГОСТ 25336-82
812	2000	29/32	166	260	ТУ 92-891.029-91
2151	2000	45/40	166	260	ГОСТ 25336-82
1305	4000	45/40	207	315	ГОСТ 25336-82
2058	6000	45/40	236	355	ТУ 92-891.029-91
10	6000	60/46	236	355	ГОСТ 25336-82
1443	10000	60/46	279	420	ГОСТ 25336-82

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ КГУ-2


Flask with round bottom and one oblique neck SJ



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93		D мм	H мм	Примечание
		горловина				
		центр.	бок.			
3535	50	14/23	14/23	51	105	ТУ 92-891.029-91
2936	2000	29/32	29/32	166	260	ТУ 92-891.029-91
3665	6000	29/32	29/32	236	300	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ КГУ-2

Flask with round bottom one oblique neck SJ and with hooks




Пример обозначения: КОЛБА КГУ-2-1-500-29/32-14/23

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин		D мм	H мм	Примечание
		центр.	бок.			
689	500	29/32	14/23	105	175	ГОСТ 25336-82
688	1000	29/32	14/23	131	210	ГОСТ 25336-82
1832	2000	45/40	14/23	166	260	ГОСТ 25336-82
1457	2000	29/32	14/23	166	260	ТУ 92-891.029-91
542	4000	29/32	14/23	207	270	ТУ 92-891.029-91
544	6000	29/32	14/23	236	300	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ КГУ-3

Flask with round bottom two oblique necks SJ and with hooks




Пример обозначения: КОЛБА КГУ-3-1-250-29/32-14/23-14/23

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин			D мм	H мм	Примечание
		центр.	бок.	бок.			
691	250	29/32	14/23	14/23	85	145	ГОСТ 25336-82
692	500	29/32	14/23	14/23	105	175	ГОСТ 25336-82
690	1000	29/32	14/23	14/23	131	210	ГОСТ 25336-82
548	2000	29/32	14/23	14/23	166	260	ТУ 92-891.029-91
1917	2000	29/32	29/32	14/23	166	260	ТУ 92-891.029-91
1968	4000	29/32	14/23	14/23	207	315	ГОСТ 25336-82
935	4000	45/40	29/32	29/32	207	280	ТУ 92-891.029-91
2014	6000	45/40	29/32	14/23	236	355	ТУ 92-891.029-91
22	6000	45/40	29/32	29/32	236	355	ТУ 92-891.029-91
803	10000	45/40	29/32	14/23	279	420	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 4-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ КГУ-4

ТУ 92-891.029-91

Flask with round bottom and three oblique necks SJ



Пример обозначения: КОЛБА КГУ-4-50-14/23-14/23-14/23-14/23


Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин				D мм	H мм
		центр.	бок.	бок.	бок.		
3395	50	14/23	14/23	14/23	14/23	51	105
3396	50	29/32	14/23	14/23	14/23	51	105
1468	100	14/23	14/23	14/23	14/23	64	115
3394	100	29/32	14/23	14/23	14/23	64	115
1967	2000	29/32	29/32	29/32	29/32	166	260
1458	4000	29/32	29/32	29/32	14/23	207	315
1969	4000	45/40	29/32	29/32	29/32	207	315
1862	6000	29/32	29/32	14/23	14/23	236	355
1274	6000	45/40	29/32	29/32	14/23	207	315
2015	10000	45/40	29/32	29/32	14/23	279	420

КОЛБЫ КРУГЛОДОННЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ КГП Flasks with round bottom and parallel necks

Применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д.


КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ КГП-3 Flask with round bottom three parallel necks SJ and with hooks

Пример обозначения: КОЛБА КГП-3-1-500-14/23-14/23-14/23



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93			D мм	H мм	Примечание
		горловин					
		центр.	бок.	бок.			
1326	500	14/23	14/23	14/23	105	175	ТУ 92-891.029-91
1743	500	29/32	14/23	14/23	105	175	ГОСТ 25336-82
1353	1000	19/26	19/26	14/23	131	210	ТУ 92-891.029-91
1327	1000	29/32	14/23	14/23	131	210	ГОСТ 25336-82
1045	2000	29/32	29/32	19/26	166	260	ТУ 92-891.029-91
1956	2000	29/32	29/32	29/32	166	260	ТУ 92-891.029-91
3303	4000	29/32	29/32	29/32	166	260	ТУ 92-891.029-91
1958	4000	45/40	14/23	14/23	207	315	ГОСТ 25336-82
66	4000	45/40	19/26	19/26	207	315	ТУ 92-891.029-91
2254	4000	45/40	29/32	14/23	207	315	ТУ 92-891.029-91
1414	4000	45/40	29/32	29/32	207	315	ТУ 92-891.029-91
3302	6000	29/32	29/32	29/32	236	355	ТУ 92-891.029-91
1415	6000	45/40	29/32	29/32	236	355	ТУ 92-891.029-91
884	10000	29/32	29/32	29/32	279	420	ТУ 92-891.029-91
1962	10000	45/40	29/32	14/23	279	420	ТУ 92-891.029-91
1416	10000	45/40	29/32	29/32	279	420	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ КГП-3 Flask with round bottom and three parallel necks SJ




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93			D мм	H мм	Примечание
		горловин					
		центр.	бок.	бок.			
3343	2000	29/32	29/32	29/32	166	245	ТУ 92-891.029-91
3344	4000	29/32	29/32	29/32	207	285	ТУ 92-891.029-91
3345	6000	29/32	29/32	29/32	236	315	ТУ 92-891.029-91
3575	10000	29/32	29/32	29/32	279	380	ТУ 92-891.029-91

Химико-лабораторная посуда

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 4-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ КГП-4

Flask with round bottom and four parallel necks SJ

Пример обозначения: КОЛБА КГП-4-500-29/32-14/23-14/23-14/23




Шифр	Номин. вместим. мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин				D мм	H мм	Примечание
		центр.	бок.	бок.	бок.			
1328	500	29/32	14/23	14/23	14/23	105	175	ГОСТ 25336-82
1329	1000	29/32	14/23	14/23	14/23	131	210	ГОСТ 25336-82
2146	1000	29/32	29/32	14/23	14/23	131	210	ТУ 92-891.029-91
1957	2000	29/32	14/23	14/23	14/23	166	260	ГОСТ 25336-82
1106	2000	29/32	29/32	14/23	14/23	166	260	ТУ 92-891.029-91
1960	4000	29/32	19/26	14/23	14/23	207	315	ТУ 92-891.029-91
3239	4000	29/32	29/32	14/23	14/23	207	279	ТУ 92-891.029-91
1959	4000	45/40	14/23	14/23	14/23	207	315	ГОСТ 25336-82
541	4000	45/40	29/32	29/32	14/23	207	315	ТУ 92-891.029-91
1961	6000	29/32	14/23	14/23	14/23	236	355	ТУ 92-891.029-91
3235	6000	29/32	29/32	14/23	14/23	236	326	ТУ 92-891.029-91
18	6000	29/32	29/32	29/32	29/32	236	355	ТУ 92-891.029-91
1963	10000	29/32	29/32	29/32	29/32	279	420	ТУ 92-891.029-91
14	10000	45/40	14/23	29/32	29/32	279	420	ТУ 92-891.029-91
1732	10000	60/46	19/26	19/26	19/26	279	420	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА КЬЕЛЬДАЛЯ С ШЛИФОМ ИСП.1

ГОСТ 25336-82

Flask Kjeldahl with SJ

Пример обозначения: КОЛБА Кьельдаля – 1-100-29/32




Шифр	Номин. вместим., мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
1875	100	29/32	63	248
1564	250	29/32	87	295
2049	500	29/32	109	355
2050	1000	29/32	130	380

КОЛБА КЬЕЛЬДАЛЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ ИСП.2

ГОСТ 25336-82

Flask Kjeldahl with cylindrical mouth



Пример обозначения: КОЛБА Кьельдаля – 2-100-34



Шифр	Номин. вместим., мл	D мм	H мм	d мм
1876	100	63	248	34
2026	250	87	295	34
2051	500	109	355	34
2052	1000	130	380	34

КОЛБА ОСТРОДОННАЯ С ШЛИФОМ

Flask heart shape with SJ

Применяется для проведения химических анализов.

Пример обозначения: КОЛБА О – 30-14/23




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
1185	30	14/23	40	100	ТУ 92-891.029-91
1187	30	29/32	40	105	ТУ 92-891.029-91
1188	150	14/23	63	135	ТУ 92-891.029-91
1189	150	29/32	63	140	ТУ 92-891.029-91
1191	200	29/32	68	150	ТУ 92-891.029-91
1983	250	29/32	82	168	ГОСТ 25336-82

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
2807	30	14/23	40	100	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА ОСТРОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ ОГ-2

Flask heart shape and one oblique neck SJ

Пример обозначения: КОЛБА ОГ-2 – 250-29/32/14/23



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93		D мм	H мм	Примечание
		горловин				
		центр.	бок.			
3445	50	14/23	14/23	50	120	ТУ 92-891.029-91
2945	250	29/32	14/23	82	168	ТУ 92-891.029-91
882	500	29/32	14/23	102	196	ГОСТ 25336-82


КОЛБЫ ПЛОСКОДОННЫЕ П Flasks with flat bottom

Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ.

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Flask with flat bottom with cylindrical mouth

Пример обозначения: КОЛБА П-2-50-18




Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм	Примечание
2031	50	51	100	18	ГОСТ 25336-82
1878	50	51	100	22	ГОСТ 25336-82
2129	100	64	110	22	ГОСТ 25336-82
1712	100	64	110	34	ГОСТ 25336-82
968	250	85	140	34	ГОСТ 25336-82
2296	250	85	140	50	ГОСТ 25336-82
933	500	105	170	34	ГОСТ 25336-82
3800	750	125	200	34	ГОСТ 25336-82
997	1000	131	200	34	ТУ 92-891.029-91
3799	1000	131	200	42	ГОСТ 25336-82
810	2000	166	250	50	ГОСТ 25336-82
780	4000	207	300	50	ГОСТ 25336-82
976	6000	236	340	65	ГОСТ 25336-82
1247	10000	279	400	65	ГОСТ 25336-82

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ШЛИФОМ

Flask with flat bottom and SJ

Пример обозначения: КОЛБА П-1-50-14/23




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
1489	50	14/23	51	100	ГОСТ 25336-82
1952	50	19/26	51	100	ГОСТ 25336-82
880	100	14/23	64	110	ГОСТ 25336-82
1490	100	19/26	64	110	ГОСТ 25336-82
1491	100	29/32	64	110	ГОСТ 25336-82
3766	250	14/23	85	140	ТУ 92-891.029-91
1508	250	29/32	85	140	ГОСТ 25336-82
1100	500	29/32	105	170	ГОСТ 25336-82
1574	1000	29/32	131	200	ТУ 92-891.029-91
1404	2000	29/32	166	250	ГОСТ 25336-82
850	4000	45/40	207	300	ГОСТ 25336-82
1009	6000	45/40	236	340	ГОСТ 25336-82
2059	10000	45/40	279	400	ГОСТ 25336-82
1405	10000	60/46	279	400	ГОСТ 25336-82

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ШЛИФОМ И ПРОБКОЙ

Flask with flat bottom, SJ and stopper

Пример обозначения: КОЛБА П-1-50-14/23 ПМ




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм	Примечание
1726	50	14/23	51	100	ГОСТ 25336-82
1869	50	19/26	51	100	ГОСТ 25336-82
1521	100	19/26	64	110	ГОСТ 25336-82
1579	100	29/32	64	110	ГОСТ 25336-82
1580	250	29/32	85	140	ГОСТ 25336-82
1581	500	29/32	105	170	ГОСТ 25336-82
1582	1000	29/32	131	200	ТУ 92-891.029-91

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ

Flask with flat bottom and three parallel necks SJ

Пример обозначения: КОЛБА П-1-500-29/32-14/23-14/23




Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93			D мм	H мм	Примечание
		горловин					
		центр.	бок.	бок.			
2852	500	29/32	14/23	14/23	105	170	ТУ 92-891.029-91
3238	2000	29/32	29/32	14/23	166	250	ТУ 92-891.029-91
2853	4000	45/40	29/32	14/23	207	300	ТУ 92-891.029-91


КОЛБА С ДЕФЛЕГМАТОРОМ

Применяется для проведения работ по разделению жидкостей при фракционной перегонке.

Пример обозначения: КОЛБА С ДЕФЛ.-250-19/26



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93		D мм	H мм	L мм	Примечание
		муфты	керн				
1590	250	19/26	14/23	85	255	162	
1981	500	19/26	14/23	105	275	162	
862	250	14/23	14/23	85	220	135	с пробкой



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93		D мм	H мм	L мм	Примечание
		муфты	керн				
30	250	29/32	14/23	85	240	115	
31	500	29/32	14/23	105	260	115	

КОЛБЫ С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА)


Flasks filtering with a tube

Применяются для фильтрования в вакууме.

КОЛБА С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА) С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ ИСП.1 Flask filtering with a cylindrical mouth

ГОСТ 25336-82

Пример обозначения: КОЛБА С ТУБУСОМ 1-250-34




Шифр	Номин. вместим.,мл	D мм	H мм	d мм
1660	250	85	150	34
1661	500	105	180	34
1391	1000	131	215	50
1392	2000	166	275	50


КОЛБА С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА) С ШЛИФОМ ИСП.2 Flask filtering with a tube and SJ

ГОСТ 25336-82

Пример обозначения: КОЛБА С ТУБУСОМ 2-250-29/32



Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
941	250	29/32	85	150
2053	500	29/32	105	180
1437	1000	45/40	131	215
937	2000	45/40	166	275



Применяется для перегонки при атмосферном давлении и при остаточном давлении 13,3 кПа (10 мм рт.ст.).

Пример обозначения: КОЛБА ФАВОРСКОГО-250

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
870	250	14/23	82	750
1396	500	14/23	102	900

МЕШАЛКА СТЕКЛЯННАЯ Glass rod

Применяется для перемешивания растворов при проведении различных химико-лабораторных работ.

Пример обозначения: МЕШАЛКА 4х218



Шифр	D мм	L мм
25	4 ±1	218
1214	4 ±1	250
2973	4 ±1	500
3464	5 ±1	125
2596	5 ±1	250
1946	5 ±1	280
3193	6 ±1	280
1947	6 ±1	350
1944	7 ±1	350
1945	9 ±1	350
34	12 ±1	405
703	12 ±1	765

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://thermopribor.nt-rt.ru/> || эл. почта: tob@nt-rt.ru